

## **Optimisation des produits de contraste iodés : recommandations SIAD pour une imagerie abdominale et digestive de qualité**

---

### **Introduction :**

Les produits de contraste iodés jouent un rôle clé en imagerie abdominale et digestive. Les recommandations SIAD, fruit d'un travail collaboratif entre experts, visent à améliorer la standardisation des pratiques, garantir la qualité des soins et réduire l'impact environnemental.

---

### **Messages clés :**

- Optimiser l'usage des produits de contraste iodés tout en préservant la qualité diagnostique.
  - Réduire le volume de contraste grâce à des techniques avancées telles que le réglage du kilovoltage ou l'imagerie spectrale.
  - Promouvoir des pratiques écoresponsables, notamment via l'utilisation de flacons multipatient et le recyclage.
- 

### **Points forts des recommandations :**

1. **Protocoles adaptés :** Une classification claire par indications, incluant des protocoles spécifiques pour les pathologies hépatiques, pancréatiques, digestives et post-opératoires.
  2. **Techniques innovantes :** Utilisation de scanners double énergie et d'algorithmes d'intelligence artificielle pour optimiser le rapport signal/bruit.
  3. **Sécurité et durabilité :** Ajustement des doses en fonction du patient et implémentation de pratiques écoresponsables pour réduire l'empreinte carbone.
- 

### **Pour en savoir plus :**

Téléchargez le document complet des recommandations SIAD pour découvrir les détails des protocoles, les stratégies d'optimisation et les outils pratiques pour une imagerie abdominale et digestive d'excellence.

---

### **Auteurs :**

Jules Grégory, Gabriel Simon, Maxime Ronot, Pascal Rousset

### **Relectrices :**

Valérie Laurent, Maïté Lewin, Mathilde Wagner, Magaly Zappa