

# Optimisation des produits de contraste iodés : recommandations SIAD pour une imagerie abdominale et digestive de qualité

## Introduction

Les produits de contraste iodés jouent un rôle clé en imagerie abdominale et digestive. Les recommandations SIAD, fruit d'un travail collaboratif entre experts, visent à améliorer la standardisation des pratiques, garantir la qualité des soins et réduire l'impact environnemental.

## Messages clés

- Optimiser l'usage des produits de contraste iodés tout en préservant la qualité diagnostique.
- Réduire le volume de contraste grâce à des techniques avancées telles que le réglage du kilovoltage ou l'imagerie spectrale.
- Promouvoir des pratiques écoresponsables, notamment via l'utilisation de flacons multipatient et le recyclage.

## Points forts des recommandations

1. Protocoles adaptés : Une classification claire par indications, incluant des protocoles spécifiques pour les pathologies hépatiques, pancréatiques, digestives et post-opératoires.
2. Techniques innovantes : Utilisation de scanners double énergie et d'algorithmes d'intelligence artificielle pour optimiser le rapport signal/bruit.
3. Sécurité et durabilité : Ajustement des doses en fonction du patient et implémentation de pratiques écoresponsables pour réduire l'empreinte carbone.

## Pour en savoir plus

Téléchargez le document complet des recommandations SIAD pour découvrir les détails des protocoles, les stratégies d'optimisation et les outils pratiques pour une imagerie abdominale et digestive d'excellence.

---

Auteurs :

Jules Grégory, Gabriel Simon, Maxime Ronot, Pascal Rousset

Relectrices :

Valérie Laurent, Maïté Lewin, Mathilde Wagner, Magaly Zappa